

Gorro masculino con cintas verde

Producto desechable, de un solo uso, indicado prevenir contaminaciones entre pacientes y personal sanitario.

Adecuado para los usuarios con el estilo de pelo corto.

De fácil colocación, se sujeta a la cabeza mediante cintas en la parte trasera.

Cómodo y transpirable. No estéril.

No contiene látex.

Composición

PP. Gramaje: 18 gr/m²

Modo de uso

Los gorros vienen doblados por la mitad con las cintas troqueladas.

Tirar del extremo de las cintas para separarlas del cuerpo del gorro.

Abrir el gorro con ambas manos para separar la parte baja del mismo

Por último, separar la parte superior para dar la forma de la cabeza.



Advertencias y recomendaciones

Desear después de su uso.

El uso por más de un usuario puede provocar una infección cruzada.

Almacenamiento y vida útil

Almacenar en lugar fresco y seco.

Proteger de la luz solar. Caducidad: 5 años

PRESENTACIÓN

UNIDADES BOLSA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)
100 Uds.	1000 Uds. (10 bolsas)	34 x 33 x 32 ±1	3,5 ± 0,2

REFERENCIA	LARGO X ANCHO (PLEGADO)	COLOR	EAN
8880015	34,5 x 15,5 ± 1cm	verde	18427835110503

Cumple con:

- Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo de Productos Sanitarios. Clase I, no estéril (anexo II + anexo III).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.

