

Empapador reutilizable

Travesero empapador reutilizable, especialmente diseñado para uso sanitario y geriátrico.

Fabricado con tejido técnico absorbente e impermeable a la vez, más cómodo y resistente que cualquier empapador desechable.

Resistente a los cambios posturales, permite una manipulación rápida y cómoda al cambiar la cama.

Disponibile en color blanco, con reverso azul (talla única)



Composición

Poliéster 90% - Poliuretano 10%.

Advertencias y Recomendaciones

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.

Seguir las instrucciones de lavado para una óptima conservación del producto:

-  Temperatura lavado recomendada: 40°C-60°C
-  No permite el uso de lejía.
-  Secadora: temperatura recomendada 40°C-60°C
-  No planchar

Almacenamiento y vida útil

Almacenar en lugar fresco y seco. Proteger de la luz solar.

Caducidad: 5 años.

REFERENCIA Y PRESENTACIÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (cm)	UNID/CAJA	EAN
8880430	EMPAPADOR REUTILIZABLE 5 UN	90x160 ±2	5	8427835110698

Cumple con:

- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.

